

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa - P34810

Número do item: CM0003685

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD68 humano (macrosialina, GP110). Validado para WB, IF-P, FC (intra) e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD68
Observações/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	968
GeneID	968
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CD68 humano (NP_001242.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34810
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo