

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Número do item: CM0004185

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD68 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece macrosialina humana (37kDa), um marcador de macrófagos envolvido na fagocitose e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD68 mAb de Coelho                                                                     |
| Observações/Apelido | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 968                                                                                    |
| GeneID              | 968                                                                                    |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do CD68 humano (NP_001242.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                 |
| SWISS               | P34810                                                                                 |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                           |