

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Número do item: CM0025441

introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade contra o CD68 humano (GP110, LAMP4, SCARD1) para western blot, imunofluorescência e ELISA. Validado para reatividade em humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos de macrófagos e tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD68 Coelho pAb
Observações/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	968
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do CD68 humano (NP_001242.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34810
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo