

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31996

Número do item: CM0022959

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD68 (Lamp4/gp110/Scard1) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de macrófagos e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD68
Observações/Apelido	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31996
Peso Proteico	35 kDa
Envio	Saco de gelo