

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810

Número do item: CM0013967

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD68 humano (macrosialina, Gp110) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de macrófagos e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD68 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espécie	Humano
ID do Gene	968
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo