

Polymab® De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

Número do item: CM0005427

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho CD68 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a macrosialina humana e de camundongo (Lamp4, gp110, Scard1), uma glicoproteína de membrana lisossomal/endossomal envolvida nas atividades fagocíticas de macrófagos e na adesão de células tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD68 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID	968/12514
Imunógeno	Proteína recombinante de CD68 humano/camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P34810/P31996
Peso Proteico	70-130 kDa
Envio	Bolsa de gelo