

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd69 Para Fc - Q07108

Número do item: CM0007789



introdução

mAb de coelho anti-CD69 humano/cinomolgo para citometria de fluxo. Imunógeno de proteína recombinante, com reação cruzada com humano e cinomolgo. Ideal para estudos de ativação precoce de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD69 humano/cinomolgo
Observações/alias	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	969
ID do gene	969
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo