


Anticorpo Policlonal Anti-Cd69 Para Wb, Elisa - Q07108

Número do item: CM0021442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD69 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudar o antígeno de ativação precoce e a regulação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD69 Coelho pAb
Observações/Apelido	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo