

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd69 Para Wb, Elisa - Q07108

Número do item: CM0006932



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD69 humano (SWISS: Q07108) para western blot e ELISA. Detecta CD69 em amostras humanas e reage cruzadamente com rato. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 62-199.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD69 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo