

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd7 Para Wb, Elisa - P09564

Número do item: CM0007611

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CD7 de alta qualidade para aplicações de WB e ELISA. Específico para CD7 humano, um marcador de células T e NK envolvido na ativação imune. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de coelho CD7                                                                                       |
| Observações/Apelido | GP40; TP41; LEU-9; CD7                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 924                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 924                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano. (NP_006128.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                   |
| SWISS               | P09564                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 25kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |