

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09564

Número do item: CM0008813

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD7 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. O CD7 é uma glicoproteína transmembranar de células T e NK envolvida na imunidade adaptativa; ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD7 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	924
ID do Gene	924
Imunógeno	Pepídeo Sintético Pepídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 141-240 do CD7 humano (P09564).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25 kDa
Transporte	Saco de gelo