


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd71 () Para Citometria De Fluxo - P02786

Número do item: CM0009424



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD71 humano (receptor de transferrina 1). Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de metabolismo do ferro, proliferação de células T/B e mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD71 mAb
Observações/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 do CD71 humano (NP_003225.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo