


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd71/Receptor Da Transferrina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Número do item: CM0006695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra CD71/Receptor da Transferrina humana (TfR1), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo do ferro, oncologia e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD71/Receptor da Transferrina [Validado por KO]
Observações/Alíase	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	7037
GeneID	7037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 da CD71/Receptor da Transferrina humana (NP_003225.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02786
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo