


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd71/Receptor De Transferrina Para Wb - P02786

Número do item: CM0005673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de transferrina/CD71 humano (TFRC). Validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo do ferro, entrada viral e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD71/Receptor de Transferrina
Observações/Apelido	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02786
Peso Molecular da Proteína	85 kDa
Envio	Em saco de gelo