

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd72 Para Wb, Ihq-P, Elisa - P21854

Número do item: CM0006721

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta afinidade direcionado ao CD72 humano (Lyb-2), validado para aplicações de Western blot, IHQ-P e ELISA em estudos de coreceptor do receptor de células B e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD72 mAb de coelho
Observações/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Espécie	Humano
GeneID	971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-359 do CD72 humano (NP_001773.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo