

Anticorpo Policlonal Anti-Cd72 De Coelho Para Wb, Elisa - P21854

Número do item: CM0025586

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD72 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta CD72 humano, de camundongo e de rato, um co-receptor de células B que regula a sinalização de BCR e a homeostase imune. Adequado para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD72 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LYB2, CD72b, CD72
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-359 do CD72 humano (NP_001773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21854
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo