

Anticorpo Policlonal Anti-Cd73/Nt5E Para Wb, Ihc-P E Elisa - P21589

Número do item: CM0020884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CD73/NT5E validado para Western blot, IHC em parafina e ELISA. Reconhece a ecto-5'-nucleotidase CD73 humana, de camundongo e rato. Adequado para a imunodeteção desta enzima de membrana celular ancorada por GPI, envolvida na hidrólise de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD73/NT5E pAb de Coelho
Observações/Apelido	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4907
GeneID	4907
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-264 do CD73/NT5E humano (NP_002517.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Envio	Em saco de gelo