


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd73/Nt5E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21589

Número do item: CM0020390



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD73/NT5E humano (ecto-5'-nucleotidase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos em metabolismo de nucleotídeos e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD73/NT5E pAb de Coelho                                                                                             |
| Observações/Apelido | NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 4907                                                                                                                |
| GeneID              | 4907                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 27-377 do CD73/NT5E humano, NP_002517.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                            |
| SWISS               | P21589                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                        |