

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd74 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04233

Número do item: CM0008983



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD74 humano (cadeia invariável) validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo uma proteína chaperone chave de MHC de classe II e receptor de MIF, apoiando pesquisas imunológicas e estudos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD74 Rabbit mAb
Observações/Apelido	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	972
ID do Gene	972
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD74 humano (P04233).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04233
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo