

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd74 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P04233-2

Número do item: CM0005260

introdução

A CamelBio fornece um anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD74 humano (cadeia invariável, CLIP) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Desenhado para pesquisa de apresentação de antígenos de classe II do MHC e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD74 Rabbit mAb
Observações/Apelido	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	972
ID do Gene	972
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-232 do CD74 humano (NP_004346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04233-2
Peso da Proteína	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Envio	