

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd74 Para Wb, Elisa - P04441-2

Número do item: CM0023388

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD74 de camundongo, validado para WB e ELISA. Tem como alvo a cadeia invariante envolvida na apresentação de antígenos do MHC de classe II, expressa no timo e nos linfonodos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CD74
Observações/Alias	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Espécie	Camundongo
GeneID	16149
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-215 do CD74 de camundongo (NP_034675.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04441-2
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo