


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd74 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04233

Número do item: CM0025262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD74 de alta qualidade para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta CD74 humano (P04233), reage de forma cruzada com rato. Adequado para pesquisa em chaperona de classe II do MHC, receptor MIF e imunidade antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD74 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	972
ID do Gene	972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-232 do CD74 humano (NP_004346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04233
Peso Proteico	34 kDa
Envio	Bolsa de Gelo