

Anti-Cd74 Polymab® De Coelho - P04233-2 / P04441-2

Número do item: CM0012593

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o CD74 (cadeia invariante) humano e de camundongo. Validado para western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage com as isoformas p33 e p35. P04233-2 / P04441-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD74 PolymAb® de Coelho
Observações/Apelido	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espécies	Humano/Camundongo
ID do Gene (Humano)	972
ID do Gene (Camundongo)	16149
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-232 do CD74 humano (NP_004346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04233-2/P04441-2
Peso da Proteína	24kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo