


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd79A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Número do item: CM0006520



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD79a (Ig-alfa), validado para WB, IHC, IF e ELISA em humano, rato e camundongo. Essencial para pesquisa de sinalização do receptor de antígeno de células B e diferenciação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD79a Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	IGA, MB1, MB-1, IGA1alpha
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	973
ID do Gene	973
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-226 do CD79a humano. (NP_001774.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Envio	Bolsa de Gelo