

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd79A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11912

Número do item: CM0003404



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD79a humano (MB-1, Ig-alfa) para WB, IHC-P, ELISA. Peso proteico 25kDa. Para uso em pesquisa em sinalização do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD79a
Observações/Apelido	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo