

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd79A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Número do item: CM0015145



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra CD79a recombinante (aa 165-225). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Detecta proteína de ~25 kDa. Ideal para pesquisa em sinalização do receptor de células B e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD79a Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-225 da CD79a humana (NP_001774.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11912
Peso da Proteína	25 kDa
Transporte	Saco de gelo