

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd79B Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P40259

Número do item: CM0006369



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD79B validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Detecta CD79B humano (14/26 kDa) derivado de imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa de sinalização do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD79B Coelho mAb
Observações/Alíase	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 da CD79B humana (NP_000617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso da Proteína	14 kDa/26 kDa
Envio	Saco de gelo