

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd79B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Número do item: CM0002803



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD79B validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta CD79B (Ig-beta, B29) humano e de camundongo, uma proteína de sinalização do receptor de células B essencial para a imunidade. Adequado para estudos de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD79B Coelho mAb
Observações/Apelidos	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	974
ID do Gene	974
Imunógeno	Peptídeo sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 130-229 do CD79B humano (NP_000617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40259
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo