

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd79B (B29, Ig-Beta) Para Wb, If, Fc, Elisa - P15530

Número do item: CM0006866



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para CD79b de camundongo (B29, Ig-beta), confirmado para WB, IF, FC e ELISA. Detecta uma banda de ~25 kDa; apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD79b
Observações/Apelidos	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 de CD79b de camundongo (NP_032365.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P15530
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo