

Anti-Cd79B Polymab® De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Número do item: CM0006428



introdução

CD79B PolymAb® de Coelho é um anticorpo monoclonal direcionado à CD79B humana, validado em WB, IF-P, IHC-P, ELISA, e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para a sinalização do receptor de células B e o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD79B PolymAb® de Coelho
Observações/Apelido	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 130-229 da CD79B humana (NP_000617.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40259
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo