

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd80 Para Wb, Fc, Elisa - P33681

Número do item: CM0006939



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD80 de alta qualidade, validado para Western Blot, Citometria de Fluxo e ELISA. Específico para CD80 humano, uma molécula coestimuladora crítica das células T. Adequado para pesquisas em imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD80
Observações/Apelido	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Espécie	Humana
GeneID	941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 do CD80 humano (NP_005182.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P33681
Peso da Proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Transporte	Bolsa de gelo