


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd80 Para Wb, Fc, Elisa - Q00609

Número do item: CM0007285



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD80 de camundongo, validado para WB, FC, ELISA. Reconhece CD80 humano e de camundongo. Adequado para estudos de ativação de células T e de checkpoints imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD80
Observações/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	941
GeneID	12519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-245 do CD80 de camundongo (NP_033985.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00609
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo