

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd80 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Número do item: CM0024289



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-CD80 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece CD80 (B7-1) humano, de camundongo e rato, uma molécula coestimuladora chave para a ativação de células T. Ideal para pesquisa em imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD80 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD80 humano (NP_005182.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33681
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo