

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd80/B7-1 Para Citometria De Fluxo - P33681

Número do item: CM0009534



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD80/B7-1 humano e validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação de células T, checkpoints imunitários e coestimulação em investigação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD80/B7-1 humano
Observações/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 da CD80/B7-1 humana (NP_005182.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso da Proteína	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Envio	Em saco de gelo