


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd81 Para Wb, Elisa - P35762

Número do item: CM0020856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD81 de camundongo (TAPA-1, Tspan28), validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com rato. Adequado para estudos de sinalização de células imunes, biologia de tetraspaninas e interação hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD81 Rabbit pAb
Observações/Alias	Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	975
ID do Gene (Camundongo)	12520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 106-211 da CD81 de camundongo (NP_598416.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35762
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco de gelo