


Anti-Cd81 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

Número do item: CM0025985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD81 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. O CD81 é uma tetraspanina envolvida na sinalização de células B, entrada de HCV e formação da sinapse imune. Ideal para pesquisas de imunologia, doenças infecciosas e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD81 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	975
ID do Gene	975
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-199 do CD81 humano (NP_004347.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60033
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo