


Polymab® Coelho Anti-Cd81 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60033

Número do item: CM0004298

**introdução**

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD81 humano (TAPA1/TSPAN28). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar microdomínios enriquecidos em tetraspaninas, sinalização de células B e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD81 PolymAb® de Coelho
Observações/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	975
ID do Gene	975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-199 da CD81 humana (NP_004347.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60033
Peso da Proteína	26 kDa
Transporte	Bolsa de gelo