

Anticorpo Policlonal Anti-Cd82 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27701

Número do item: CM0020131



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra CD82 (KAI1/TSPAN27), um supressor de metástase e tetraspanina. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em câncer e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD82 Rabbit pAb
Observações/alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3732
GeneID	3732
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 150-250 do CD82 humano (NP_002222.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P27701
Peso da proteína	30 kDa
Transporte	Bolsa de gelo