

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd83 Para Wb, Elisa - Q01151

Número do item: CM0007677



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o CD83 humano, uma glicoproteína transmembranar presente em células imunológicas, adequado para aplicações de pesquisa em WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD83 Rabbit mAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | BL11; HB15; CD83                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 9308                                                                                                                     |
| GeneID              | 9308                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-143 do CD83 humano (NP_004224.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                   |
| SWISS               | Q01151                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 23 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |