

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd83 Para Wb, If-P, Elisa - Q01151

Número do item: CM0007831



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD83 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de resposta imune e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD83 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BL11; HB15; CD83
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9308
ID do Gene	9308
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD83 humano (Q01151).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01151
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo