


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd84 Para Wb E Elisa - Q9Uib8

Número do item: CM0007321



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD84 humano (SLAMF5), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo o domínio extracelular; adequado para estudos de sinalização de células imunes e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD84 Rabbit mAb
Observações/alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Espécie	Humano
ID do gene	8832
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 246-345 do CD84 humano (Q9UIB8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UIB8
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo