


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd84 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Uib8

Número do item: CM0004272



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD84 (SLAMF5), desenvolvido para aplicações WB, IF/ICC, FC e ELISA. Reage especificamente com CD84 humana, um receptor de células imunológicas de 39 kDa importante para estudos de sinalização e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD84 Rabbit mAb
Observações/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Espécie	Humana
ID do Gene	8832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-225 de CD84 humana (NP_001171808.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9UIB8
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo