


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd84 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Número do item: CM0026690



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CD84 humano (SLAMF5). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudar a ativação de células imunes, sinalização da família SLAM e a biologia de células progenitoras hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD84 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8832
GeneID	8832
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-225 do CD84 humano (NP_003865.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo