


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd85j Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Número do item: CM0024525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a CD85j (LILRB1), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas. Uma ferramenta essencial para pesquisa em regulação imune e receptores inibitórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD85j pAb de Coelho
Observações/Apelido	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10859
ID do Gene	10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-458 do CD85j humano (NP_006660.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo