


Anticorpo Policlonais Anti-Cd86 (B7-2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P42081

Número do item: CM0013827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD86 (B7-2) humano, validado para western blotting, imunofluorescência e ELISA. Adequado para aplicações de pesquisa em ativação de linfócitos T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD86 pAb de coelho
Observações/Apelidos	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espécie	Humano
GeneID (humano)	942
GeneID	942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-133 da CD86 humana (NP_787058.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42081
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo