


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd86 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P42081

Número do item: CM0002784



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o CD86 humano (B7-2, LAB72), uma molécula coestimuladora em células apresentadoras de antígeno. Validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA, ele apoia pesquisas sobre ativação imunológica e checkpoints imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD86 Coelho mAb
Observações/Apelidos	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	942
ID do Gene	942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 do CD86 humano (NP_787058.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo