


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd86 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Número do item: CM0023954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD86 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Ideal para estudar a costimulação de células T, vias CD28/CTLA4 e mecanismos de entrada viral. Reage com CD86 humano, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD86
Observações/Apelido	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	942
GeneID	942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-133 do CD86 humano (NP_787058.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo