


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd89 Para Citometria De Fluxo - P24071

Número do item: CM0009013



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD89 conjugado com , validado para citometria de fluxo com reatividade contra amostras humanas. Alvo: receptor Fc alfa de imunoglobulina (FCAR, FcalphaRI, 32 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD89
Observações/Apêndice	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2204
ID do Gene	2204
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso Molecular da Proteína	32kDa
Envio	Em saco de gelo