


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd89 Para Citometria De Fluxo - P24071

Número do item: CM0009774



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD89 humano (FcalphaR), validado para citometria de fluxo. Reage com amostras humanas, peso molecular de 32 kDa. Ideal para o estudo de respostas imunes mediadas por IgA. Enviado em bolsas de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD89 humano
Observações/Al ias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espécie	Humana
ID do Gene	2204
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-227 do CD89 humano (NP_001991.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P24071
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo