

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd8A Para Fc - P07725

Número do item: CM0008010

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 direcionado ao CD8a de rato para citometria de fluxo (FC). Imunogênio recombinante, reativo com rato. Ideal para análise de linfócitos T CD8+, fenotipagem de células imunes e pesquisa em linfócitos citotóxicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Rato CD8a mAb                                                                                                  |
| Observações/Alias   | T8; Lyt2; Ly-2; CD8α                                                                                                       |
| Espécie             | Rato                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 925                                                                                                                        |
| GeneID              | 24930                                                                                                                      |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-189 do CD8a de rato (NP_113726.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | FC                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Rato                                                                                                                       |
| SWISS               | P07725                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 32kd                                                                                                                       |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                               |